

ADESIVO DE FIXAÇÃO PARA CATETER - GABILOCK

INSTRUÇÃO DE USO

APRESENTAÇÕES

São apresentados nos seguintes códigos:

Código	Comprimento (mm)	Largura (mm)	Indicação de uso
AD-650-N	43,18+/-1,0	15,24+/-1,0	Neonatal
AD-650-PA	56,92+/-1,0	15,24+/-1,0	Ped/ Adulto

Indicação de Uso

O adesivo de fixação para Cateter PICC é indicado para a estabilização do cateter na pele do paciente, evitando assim, perda acidental ou contaminação, além de facilitar a manutenção do cateter pela equipe de enfermagem. Podem ser utilizados em cateter PICC neonatal, pediátrico e adulto.

Modo de Uso

1. Selecione a área de colocação do adesivo. Nota: O cateter já deve estar inserido no paciente.
2. Prepare a pele de acordo com o protocolo padrão do hospital para aplicação do adesivo. Em alguns pacientes, pode ser necessária a remoção de pelos para uma melhor aderência.
3. Abra a dobra superior, remova o revestimento interior e mantenha a dobra aberta, conforme figura ilustrativa.
4. Deslize o adesivo por baixo do cateter e cole no espaço reservado.
5. Prenda a dobra superior por cima do cateter.
6. Segure o adesivo em posição enquanto remove a película protetora de um lado e depois do outro para colar na superfície da pele.

Nota: Monitore diariamente adesivo e substitua-o se estiver sujo ou impregnado de líquido. A utilização de haste flexível com álcool facilita a remoção do adesivo de fixação na pele.

Tempo de uso recomendado: 07 dias

Importante: Este produto não contém látex de borracha natural. Produto Hipoalérgico.

Condições de Manuseio, Armazenamento e Transporte:

Verificar a integridade da embalagem.
Verificar a data de esterilização e validade.
Deve ser armazenado e transportado em temperatura ambiente, abrigados de calor e umidade.
Devem-se evitar choques mecânicos.

STERILE EO Esterilizado por Óxido de Etileno

 Proibido reprocessar.

Advertências:

Prepare a pele de acordo com o protocolo padrão do hospital para aplicação de adesivos. Em alguns pacientes, pode ser necessária a remoção de pêlos para uma melhor aderência. Monitore diariamente o adesivo e substitua-o se estiver sujo ou impregnado de líquido.
Não fixar o adesivo em locais que apresenta lesões de pele.
O fabricante recomenda que o tempo máximo de permanência do adesivo seja de sete 7 dias.

Efeitos Adversos:

Desde que utilizada de acordo com as instruções de uso, não apresenta contra indicações.

Descarte:

Após o uso, descartar todos os materiais utilizados em local apropriado para materiais potencialmente contaminados

Resp. Técnica - Dra. Josimara dos Santos Almeida Possidonio - CRF-SP 54.659

REG ANVISA: 80423540049

GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.
Detentor do Registro: CNPJ 08.633.431/0001-05
Fabricado por: CNPJ 08.633.431/0003-69
Av: Victor Andrew, 521, Bairro: Zona Industrial
CEP 18086-390 Sorocaba – SP
Tel/fax:15 3238-4100

