

INSTRUÇÃO DE USO – VÁLVULA ATIVA SAFETY NEUTRA GMI

Indicação de Uso/ Finalidade

As Válvulas Ativas Safety Neutra GMI (*Needle Free*) são indicadas para conexão aos dispositivos médicos/hospitalares, e permitem a adição de solução medicamentosa no Sistema Circulatório do paciente mantendo-o fechado evitando assim a entrada de microrganismos na corrente sanguínea e a perda de solução para o meio externo.

Características técnicas:

CÓDIGO	Comprimento (mm)	Diâmetro (mm)	Taxa de Fluxo (ml/min)	Pressão de injeção máxima (psi)	Volume morto (ml)
VASNT	30	11	85	350	0,04

Período de utilização: Até 5 dias.

Nota: Produto livre de látex e Ftalatos

Utilizar técnica asséptica

Abrir a embalagem e retirar a Válvula Ativa Safety.

1. Adaptar a Válvula ao Dispositivo médico hospitalar, seringas ou equipos, efetuando o acionamento total da válvula até o final, se necessário realizar giro completo do dispositivo sobre a válvula.
2. Administrar a solução desejada.
3. Desconectar o dispositivo médico para o fechamento da válvula.

Advertência/ Precauções

- Antes de usar, leia atentamente as Instruções de Uso.
- Verificar cuidadosamente a integridade de cada embalagem primária antes do uso.
- Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada.
- Armazenar em temperatura ambiente. Evitar calor excessivo.
- Esterilidade assegurada por 5 anos enquanto a embalagem não for danificada ou molhada.
- Fazer antisepsia da válvula com álcool 70% sempre antes de sua utilização.

DEVIDO A CARACTERISTICA *NEEDLE FREE* É VEDADO O USO DE MATERIAIS PERFUROCORCORTANTES PARA ACIONAMENTO DA VÁLVULA, ESTA MANOBRA PODE INUTILIZAR O PRODUTO.

Descarte

Após o uso, descartar todos os materiais utilizados em local apropriado para materiais potencialmente contaminados, pois possui potenciais riscos de contaminação biológica.

Cada instituição deve se valer de procedimentos de recolhimento, armazenamento e descarte próprio de seus resíduos sólidos, seguindo as normas instituídas.

Esterilizado por Óxido de Etileno



Proibido reprocessar



Resp. Técnica - Dra. Josimara S. A. Possidonio – CRF - SP 54659
REGISTRO ANVISA: 80423540017



GABISA MEDICAL INTERNATIONAL S.A.
Detentor do Registro: CNPJ 08.633.431/0001-05
Fabricado por: CNPJ 08.633.431/0003-69
Av: Victor Andrew, 521, Bairro: Zona Industrial
CEP 18086-390 Sorocaba – SP
Tel/fax:15 3238-4100