


CANETA ELETROCIRÚRGICA REUSÁVEL GMI

317 - LINHA CIRÚRGICA



PRATICIDADE —●
- Lâmina removível que facilita a limpeza.



SEGURANÇA —●
- Botões de acionamento *Push Button* de fácil manuseio.
- Hemostasia efetiva.
- Corte preciso.



COMPATIBILIDADE
- Conector universal de três pinos.
- Cabo de 3 metros.
- Geradores com voltagem de saída bipolar.

A CANETA

ELETROCIRÚRGICA

REUSÁVEL GMI,

FOI PROJETADA

PARA

ENCAIXE

PERFEITO NAS

MÃOS,

EVITANDO A

FADIGA.

CONFORTO

- Design anatômico para reduzir a tensão nas mãos durante o uso.



BENEFÍCIOS

- Autoclavável.
- Suporta até 50 esterilizações.

INDICAÇÃO

A caneta eletrocirúrgica reusável é um equipamento versátil e eficiente. O acionamento preciso, facilita sua utilização durante o procedimento cirúrgico. Quando em funcionamento, a caneta utiliza uma corrente alternada, elevando a temperatura do tecido para realizar funções como: corte, coagulação e dissecação.

| CANETA ELETROCIRÚRGICA REUSÁVEL GMI Registro ANVISA N° 80423540044 | | | | |
|---|---------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------|
| Código | TIPO DE ACIONAMENTO | LÂMINA COMPRIMENTO (cm) | LÂMINA MATERIAL | Comprimento do cabo (cm) |
| 317 | Push button | 3,0 | Aço Inoxidável | 300 |