


### **VERSATILIDADE**

- Sonda de gastrostomia com alça de tração em diversos tamanhos.



### **CONFIABILIDADE**

- Os itens do kit atendem as necessidades de passagem e fixação da sonda de gastrostomia, de forma segura e eficaz.

O KIT DE GASTROSTOMIA PELO MÉTODO *PULL*, É UMA OPÇÃO COMPLETA E DE QUALIDADE, PARA A PRÁTICA MAIS UTILIZADA PELOS PROFISSIONAIS.



### KIT COMPLETO PARA REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO

### ITENS INCLUSOS

- 01 Sonda de Gastrostomia com alça de tração.
- 01 Agulha de punção.
- 01 Pinça de polipectomia.
- 01 Anel de fixação.
- 01 Conector duplo.
- 01 Conector duplo Enfit.
- 01 Campo cirúrgico.
- 01 Seringa de 10ml.
- 01 Bisturi nº 11.
- 01 Guia flexível.

### INDICAÇÃO

O kit para gastrostomia endoscópica percutânea pelo método *PULL*, visa a obtenção de uma via de acesso para nutrição enteral prolongada, em casos de pacientes com condições clínicas agudas ou crônicas que apresentam desnutrição ou risco nutricional.

355   KIT PARA GASTROSTOMIA ENDOSCÓPICA PEG PULL GMI				
Registro ANVISA N° 80423540034				
Código	FR	DIÂMETRO DA SONDA (mm)	DIÂMETRO AGULHA (G)	Comprimento da Sonda(cm)
355-16	16	5,3	16	60
355-18	18	6,0	16	60
355-20	20	6,6	14	60
355-24	24	8,0	14	60