


KIT DE GASTROSTOMÍA PEG PULL GMI

355 - LÍNEA DIGESTIVA GÁSTRICA ENDOSCÓPICA



VERSATILIDAD

- Sonda de gastrostomía con bucle de tracción en varios tamaños.



FIABILIDAD

- Los artículos del kit satisfacen las necesidades de paso y fijación de la sonda de gastrostomía, de forma segura y eficaz.

EL KIT DE
GASTROSTOMÍA
POR EL
MÉTODO *PULL*,
ES UNA OPCIÓN
COMPLETA Y DE
CALIDAD, PARA
LA PRÁCTICA
MÁS UTILIZADA
POR LOS
PROFESIONALES.



KIT COMPLETO PARA REALIZAR EL PROCEDIMIENTO

INDICACIÓN

El kit para gastrostomía endoscópica percutánea por el método *PULL*, está diseñado para proporcionar una vía de acceso para la nutrición enteral prolongada a pacientes con afecciones clínicas agudas o crónicas que presentan desnutrición o riesgo nutricional.

ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 01 Sonda de gastrostomía con bucle de tracción.
- 01 aguja de punción.
- 01 Pinza de polipectomía
- 01 Anillo de fijación.
- 01 Conector doble.
- 01 Conector doble Enfit.
- 01 Campo quirúrgico.
- 01 Jeringa de 10ml.
- 01 Bisturí no. 11.
- 01 Guía flexible.
- 01 Abrazadera

	355 KIT DE GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA PEG PULL GMI			
	Registro ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) No. 80423540034			
Código	FR	DIÁMETRO DE LA Sonda (mm)	DIÁMETRO DE LA AGUJA (G)	Longitud de la Sonda (cm)
355 – 16	16	5,3	16	60
355 – 18	18	6,0	16	60
355 – 20	20	6,6	14	60
355 - 24	24	8,0	14	60