


# KIT DE GASTROSTOMÍA PEG CLINY GMI

356/358 - LÍNEA DIGESTIVA GÁSTRICA ENDOSCÓPICA



## VERSATILIDAD

- Disponible en las tallas 11, 13 y 15 Fr.



## ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 01 Sonda de Gastrostomía con balón.
- 01 Estabilizador.
- 01 Fijador de lazo.
- 01 Aguja con vaina de extracción T.



## INNOVACIÓN

- Exclusivo Loop Fixture II, asegura una punción en la pared gástrica, previniendo la separación de las paredes abdominal y gástrica durante el procedimiento.

356   KIT DE GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA PEG – CLINY					
Registro ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) No. 80423540043					
Código	FR	CAPACIDAD DEL BALÓN (ml)	AGUJA NEEDLE (Fr)	DIÁMETRO EXTERIOR DE LA SONDA (mm)	Longitud de la sonda (cm)
356-11	11	3	12	3,70	28
356-13	13	4	14	4,30	28
356-15	15	5	16	5,00	28

EL KIT DE  
GASTROSTOMÍA  
A  
PERCUTÁNEA  
ENDOSCÓPICA  
GMI, POR  
MÉTODO DE  
PUNCIÓN  
DIRECTA, ES  
LA UNIÓN  
ENTRE  
INNOVACIÓN,  
AGILIDAD Y  
SEGURIDAD.



#### ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 01 Sonda de Gastrostomía con balón y anillo de fijación.
- 01 Trocar en T con aguja de punción automática.
- 01 Fijador de lazo.

#### PRACTICIDAD

- 100% silicona de grado médico.
- Biocompatible y Alta durabilidad.
- Proporciona comodidad y libertad de movimientos.

#### COMPONENTES DE APLICACIÓN

- Trocar con bisel en lámina triangular con sistema de seguridad para una inserción segura.
- Envoltura *Peel Off* recta y fácilmente desmontable.

358  KIT DE GASTROSTOMÍA ENDOSCÓPICA CON AGUJA PS - PEG CLINY					
Registro ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) No. 80423540046					
Código	FR	CAPACIDAD DEL BALÓN (ml)	AGUJA NEEDLE (Fr)	DIÁMETRO DE LA SONDA (mm)	Longitud de la sonda (cm)
358-20	20	10	22	6,70	23