

BOTÓN DE GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA GMI

350 - LÍNEA DIGESTORIA GÁSTRICA PERCUTÁNEA



COMODIDAD

- Tres opciones de diámetro.
- Válvula antireflujo.
- Silicona de grado médico.



SEGURIDAD

- Fijación segura y estable.
- Alta durabilidad y máximo confort.



PRATICIDAD

- Kit con los componentes indispensables para la aplicación del botón, junto con la sonda para la alimentación y la descompresión gástrica.

EL BOTÓN DE GASTROSTOMÍA GMI, FUE DESARROLLADO PARA PROPORCIONAR MAYOR COMODIDAD AL PACIENTE DURANTE LA GASTROSTOMÍA.

ALTA DURABILIDAD, EL DISPOSITIVO PROPORCIONA SEGURIDAD Y BIENESTAR.



COMPONENTES DEL KIT

- 01 Dispositivo de inserción de botones.
- 01 Medidor de pared abdominal.
- 01 Jeringa de 60ml.
- 01 Jeringa de 5ml.

CONEXIÓN MÚLTIPLES

- 02 Tubos de extensión en Y con pinza clamp.
- 01 Tubo de extensión para la descompresión gástrica.

El accesorio puede venderse por separado:

TUBO GMI	
Registro ANVISA N° 80423540016	
CÓDIGO	FR
TE-350-03*1	12
TE-350-03*2	17
TE-350-03*3	24
TE-350-03*4	34
TE-350-03*5	44

350 BOTÓN DE GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA GMI				
Registro ANVISA N° 80423540024				
Código	FR	DIÁMETRO EXTERNO (mm)	DIÁMETRO INTERNO (mm)	Comprimento (cm)
350-18-12	18	6,0	3,5	1,2
350-18-17	18	6,0	3,5	1,7
350-18-24	18	6,0	3,5	2,4
350-18-34	18	6,0	3,5	3,4
350-20-17	20	6,7	4,0	1,7
350-20-24	20	6,7	4,0	2,4
350-24-12	24	8,0	5,0	1,2
350-24-17	24	8,0	5,0	1,7
350-24-24	24	8,0	5,0	2,4
350-24-34	24	8,0	5,0	3,4
350-24-44	24	8,0	5,0	4,4