

SONDA PARA GASTROSTOMIA COM BALÃO ENFIT GMI

330EN/331EN - LINHA DIGESTÓRIA GÁSTRICA PERCUTÂNEA



DURABILIDADE

- Material e design desenvolvido para longa permanência.

SEGURANÇA

- Fixação a nível da pele e radiopaca por toda extensão.
- Diversos tamanhos e diâmetros para diferentes perfis de pacientes.



BIOCOMPATÍVEL

- 100% Silicone grau médico.
- Flexibilidade e conforto ao paciente.

CONEXÃO ENFIT

- Padrão mundial de conexão, conforme ISO 80369-3.

A SONDA DE
GASTROSTOMIA
ENFIT GMI
GARANTE
CONFORTO E
EFICÁCIA,
ATENDENDO AOS
PACIENTES QUE
NECESSITAM DO
DISPOSITIVO
PARA:
ALIMENTAÇÃO,
HIDRATAÇÃO E
MEDICAÇÃO.



CARACTERÍSTICA

- Radiopaco em toda a extensão do dispositivo.
- Via do balão com identificação colorida.
- Graduado a partir do 2° ao 10° centímetro.
- Anel de fixação ao nível da pele em silicone.
- Estéril.
- Tampa de fechamento com raio prolongado e extremamente resistente.
- Conexão Enfit

INDICAÇÃO

A sonda de gastrostomia percutânea com balão enfit, é uma via gástrica que viabiliza nutrição, hidratação e medicação para pacientes com déficit de deglutição provisório ou permanente. Em pacientes adultos e pediátricos, em ambiente hospitalar ou domiciliar

330EN/331EN SONDA PARA GASTROSTOMIA PERCUTÂNEA COM BALÃO ENFIT GMI Registro ANVISA N° 80423549008					
ADULTO					
Código	MODELO	FR	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	CAPACIDADE DO BALÃO (ml)	COMPRIMENTO (cm)
330-18EN	Enfit	18	6,00	20	20
330-20EN	Enfit	20	6,70	20	20
330-22EN	Enfit	22	7,30	20	20
330-24EN	Enfit	24	8,00	20	20
PEDIÁTRICO					
Código	MODELO	FR	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	CAPACIDADE DO BALÃO (ml)	COMPRIMENTO (cm)
331-14EN	Enfit	14	4,70	05	20
331-16EN	Enfit	16	5,30	05	20
331-18EN	Enfit	18	6,00	05	20
331-20EN	Enfit	20	6,70	05	20
ACESSÓRIO					
Código	ACESSÓRIO VENDIDO SEPARADAMENTE				
330CNE					