

SONDA PARA GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA GMI

330/331 - LÍNEA DIGESTIVA GÁSTRICA PERCUTÁNEA



DURABILIDAD

- Material y diseño desarrollados para una larga permanencia.



BIOCOMPATIBLE

-100% silicona de grado médico.
-Flexibilidad y comodidad para el paciente.



SEGURIDAD

- Fijación a nivel de la piel y radiopaco en toda su extensión.



ACOMPaña EXTENSOR

-Posee una extensión de PVC de 10 cm y diámetro exterior de 6 mm, para conexión en la sonda facilitando la alimentación.
-Conexión universal adaptable a todos los equipos y conexiones de jeringa.

LA SONDA DE GASTROSTOMÍA GMI GARANTIZA COMODIDAD Y EFICACIA, AL SERVICIO DE LOS PACIENTES QUE NECESITAN EL DISPOSITIVO PARA: ALIMENTACIÓN, HIDRATACIÓN Y MEDICACIÓN.



INDICACIÓN

La sonda de gastrostomía percutánea con balón es una vía gástrica que permite la nutrición, hidratación y medicación de pacientes con dificultad de deglución provisional o permanente. En pacientes adultos y pediátricos, en un entorno hospitalario o domiciliario

VERSATILIDAD

- Diversos tamaños y diámetros para diferentes perfiles de pacientes.

CARACTERÍSTICA

- Radiopaco en toda la longitud del dispositivo.
- Vía del balón con identificación coloreada.
- Graduado del 2º al 10º centímetro.
- Anillo de fijación a nivel de la piel en silicona.
- Estéril.
- Tapa de cierre extremadamente resistente y con radio ampliado.

330/331 SONDA PARA GASTROSTOMÍA PERCUTÁNEA CON BALÓN GMI Registro ANVISA No. 80423540041				
ADULTO				
Código	FR	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	CAPACIDAD DEL BALÓN (ml)	LONGITUD (cm)
330-18	18	6,00	20	20
330-20	20	6,70	20	20
330-22	22	7,30	20	20
330-24	24	8,00	20	20
PEDIÁTRICO				
Código	FR	DIÁMETRO EXTERIOR (mm)	CAPACIDAD DEL BALÓN (ml)	LONGITUD (cm)
331-14	14	4,70	05	20
331-16	16	5,30	05	20
331-18	18	6,00	05	20
331-20	20	6,70	05	20