

KIT COMPLETO PARA SUPORTE VENTILATÓRIO

Extremamente versátil, com adaptadores que permitem o uso em diversos ventiladores mecânicos disponíveis no mercado.

PRECISÃO

Linha de monitorização de pressão para dados completos e confiáveis.




CONFORTO

Touca de algodão extra macio, garantindo conforto ao neonato e com alças ajustáveis para a perfeita fixação dos tubos.

ANATÔMICO

Pronga nasal 100% silicone, com ajuste delicado a pele do neonato.

**SISTEMA
COMPLETO DE
C.P.A.P. NASAL
NEONATAL GMI,
EM 100%
SILICONE,
GARANTE UMA
EXCELENTE
ADAPTAÇÃO
ANATÔMICA
INCLUSIVE EM
NEONATO DE
EXTREMO BAIXO
PESO.**



VERSATILIDADE

Kit completo e com adaptadores que permitem o uso em diversas marcas de ventiladores mecânicos.

INDICAÇÃO

Uso especialmente projetado para atender a neonatologia e a pediatria, para fornecer pressão de ar positiva contínua, para suporte ventilatório e flexibilidade necessária para as rotinas clínicas diárias.

O C.P.A.P. GMI permite o uso em diversos modelos de ventiladores mecânicos, devido sua versatilidade dos adaptadores inclusos no Kit.

ITENS INCLUSOS

Sistema completo para CPAP nasal neonatal:

- 01 Pronga nasal em 100% silicone com encaixe anatômico.
- 02 Tubos corrugados para ramo respiratório de 120cm.
- 01 Tubo corrugado de 40cm para umidificador.
- 01 Linha de monitorização da pressão.
- 01 Touca de algodão extra macio com velcros ajustáveis para estabilização dos tubos.
- 01 Adaptador para respirador em silicone.
- 02 Conectores de 90° para ramo inspiratório/espíratório.
- 02 Conectores 22mm.
- 03 Conectores standard 10mm.

	233 C.P.A.P. NASAL GMI Registro ANVISA nº 80423540003				
Código	TAM. DA TOUCA	FR	DIÂMETRO DAS CÂNULAS (mm)	COMPRIMENTO DAS CÂNULAS (mm)	Peso Recomendado (gr)
233-00	P	08	2,90	8,5	Até1000
233-01	P	10	3,30	8,8	1000-1500
233-02	M	12	4,15	10,0	1500-2000
233-03	G	15	4,92	12,0	mais de 2000