

CATETER NASAL TIPO ÓCULOS

231 - LINHA RESPIRATÓRIA



BIOCOMPATÍVEL

Silicone 100% grau médico.
Alta durabilidade.

MOBILIDADE

Opção de extensão 2,10m
e 7,50m.

ESTABILIDADE

O cateter 'tipo óculos'
permite manter a cânula estável
e confortável ao paciente.

VERSATILIDADE

Permite conexão a linhas
de oxigênio variadas.

O CATETER
 NASAL TIPO
 ÓCULOS GMI,
 GARANTE
 ADAPTAÇÃO
 ANATÔMICA
 EXCELENTE E
 SUAVIDADE NO
 CONTATO,
 MESMO
 PARA AS
 PELES MAIS
 DELICADAS.



CONFORTO

Pronga com curvatura anatômica, que se encaixa perfeitamente na narina do paciente.

CARACTERÍSTICAS

- Pronga 100% silicone grau médico.
- Pronga fixa, que se adapta a narina do paciente.
- Disponível no tamanho adulto.
- Extensão em PVC de 2,10m ou 7,50m.
- Conexão facilitada a rede de oxigênio.
- Não estéril.

INDICAÇÃO

O cateter nasal tipo óculos, é utilizado para a administração de oxigênio das vias respiratórias superiores, de pacientes com dificuldade respiratória leve. Oferece aporte necessário a pacientes com dificuldade em manter respiração espontânea. Proporciona eficácia e delicadeza no contato com a pele.

231 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS Registro ANVISA N° 80423540050				
Código	TAMANHO	DIÂMETRO EXTERNO (MM)	DIÂMETRO INTERNO (MM)	Comprimento da Extensão (m)
23112	Adulto	4,40	2,50	2,10
23112-2	Adulto	4,40	2,50	7,50
231 CATETER NASAL TIPO ÓCULOS COM CONECTOR ROSCA Registro ANVISA N° 80423540051				
23112CR	Adulto	4,40	2,50	2,10
23112-2CR	Adulto	4,40	2,50	7,50