



PRECISÃO

Conector *luer-lock* para monitorização fácil e segura.

SEGURANÇA

Invólucro transparente, que facilita a visualização interna e a presença de secreções e/ou condensação anormal.

PROTEÇÃO

Filtro que promove retenção viral e bacteriológica >99,9999%.




EFICÁCIA

- Projetado para minimizar o risco de contaminação cruzada.
- Permite a troca de calor e umidade.



O FILTRO
HMEF GMI,
PROPORCIONA
A TROCA DE
CALOR E
UMIDADE
ADEQUADA AO
PACIENTE,
GARANTINDO
PROTEÇÃO
CONTRA
CONTAMINAÇÃO
CRUZADA.



FACILIDADE

Traqueia corrugada que facilita sua conexão e seu perfeito posicionamento.

CONECTOR RÍGIDO E TAMPA

- 2 Conectores rígidos fêmea de polipropileno, com 22mm do lado da máquina e com 15mm do lado do paciente
- 1 Tampa para proteção e descarte.



ITENS INCLUSOS

- 01 Filtro HMEF
- 01 Traquéia
- 02 Conectores Rígidos
- 01 Tampa

INDICAÇÃO

Umidificar o ar, promover a troca de calor em pacientes submetidos a ventilação mecânica, cria uma barreira bacteriana entre o paciente e o aparelho.

*	
Retenção de vírus	99,9999%
Retenção de bactéria	99,9999%
Método de filtragem	Eletrostático
Material de invólucro	Polipropileno
Material HMEF	Papel Celulose
Volume corrente (ml)	150 à 1500
Conector: lado paciente	Rígido de 22M/15F
Conector: lado máquina	Rígido de 22F/15M
Conexão de monitoração	Via luer-lock

Peso	34g
Método de Esterelização	Óxido de Etileno
Duração de uso	24horas
Espaço Morto	55ml

*Os resultados da tabela acima foram comprovados em teste apresentado com base na norma ISO 9360, com laudo realizado em laboratório certificado e acreditado.

FILTRO HMEF GMI	FILTRO HMEF GMI Registro ANVISA nº 80423540059			
Código	MODELO	INDICAÇÃO	VOLUME CORRENTE(ml)	Traquéia (mm)
HMEF-FT15T-RA	Reto	Adulto	150 - 1500	115