

PRECISÃO

- Dois *cuffs* que facilitam a estabilização.

BIOCOMPATÍVEL

- Desenvolvido em silicone grau médico.
- Alta durabilidade.


CONFORTO

- Extremo proximal arredondado.
- Inserção fácil.
- Excelente fluxo.

O CATETER
PARA DIÁLISE
PERITONEAL GMI,
FORNECE UM
ACESSO FÁCIL E
SEGURO PARA A
REALIZAÇÃO DE
DIÁLISE
PERITONEAL.

PRATICIDADE

- Linha radiopaca que facilita a visualização.



INDICAÇÃO

O cateter para diálise peritoneal com dois *cuffs* GMI, é indicado, para pacientes com insuficiência renal aguda ou crônica, submetidos a diálise peritoneal ambulatorial ou domiciliar. Fornece um acesso fácil e seguro para realização de diálise peritoneal, através do peritônio, como meio para infusão da solução dialítica.

CARACTERÍSTICAS

- 100% silicone grau médico.
- Linha radiopaca.
- Estéril.
- Multiperfurado com dois *cuffs*.
- Extensão em PVC de 10cm com conexão *luer lock* e dois adaptadores.
- Disponíveis nos tamanhos neonatal, pediátrico e adulto.

712 CATETER PARA DIÁLISE PERITONEAL COM DOIS CUFFS GMI Reg. ANVISA N° 80423540036				
Código	FR	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	DIÂMETRO INTERNO (mm)	Comprimento (cm)
712-09-31	09	3,0	1,75	31
712-09-37	09	3,0	1,75	37
712-12-37	12	4,0	2,50	37
712-15-42	15	5,0	3,25	42