

### BIOCOMPATÍVEL

- 100% silicone grau médico.
- Alta durabilidade.


### VERSATILIDADE

- Disponível em diversos tamanhos, nas opções de 2 ou 3 vias.

### SEGURANÇA

- Linha radiopaca para fácil visualização por imagem.
- Balão inflável para ancoragem.

A GABIFOLLEY,  
 SONDA DE  
 FOLEY GMI, ESTÁ  
 DISPONÍVEL EM  
 DIVERSOS  
 TAMANHOS PARA  
 DIFERENTES  
 PERFIS DE  
 PACIENTES E  
 POSSUI TODAS  
 AS VANTAGENS  
 DO SILICONE  
 GRAU MÉDICO.



### CONFORTO

Maleável e com ponta arredondada atraumática.

### CARACTERÍSTICAS

- Confeccionada em 100% silicone grau médico estéril.
- Possui ponta arredondada e orifícios polidos para passagem atraumática.
- Fio guia de nylon, disponível nos tamanhos 06, 08 e 10 fr, que facilitam a passagem.

### INDICAÇÃO

A Gabifolley, sonda de foley em silicone GMI, é indicada a pacientes que necessitam de controle rigoroso de débito urinário, esvaziamento e irrigação vesical.

450 /475   SONDA DE FOLEY COM BALÃO GABIFOLLEY GMI Reg ANVISA N° 80423540007				
DUAS VIAS				
Código	FR	Diâmetro Externo (mm)	Capacidade do Balão (ml)	Comprimento (cm)
450-06	6,0	2,00	1,5	30
450-08	8,0	2,70	3,0	30
450-10	10,0	3,30	3,0	30
450-12	12,0	4,00	10/15/30*	40
450-14	14,0	4,70	15/30*	40
450-16	16,0	5,30	15/30*	40
450-18	18,0	6,00	15/30*	40
450-20	20,0	6,70	15/30*	40
450-22	22,0	7,30	15/30*	40
450-24	24,0	8,00	15/30*	40
450-26	26,0	8,70	15/30*	40
TRÊS VIAS				
Código	FR	Diâmetro Externo (mm)	Capacidade do Balão (ml)	Comprimento (cm)
475-14	14,0	4,70	15/30*	40
475-16	16,0	5,30	15/30*	40
475-18	18,0	6,00	15/30*	40
475-20	20,0	6,70	15/30*	40
475-22	22,0	7,30	15/30*	40
475-24	24,0	8,00	15/30*	40
475-26	26,0	8,70	15/30*	40

\* Disponível em mais de uma capacidade do balão, verificar rótulo.