


HIGIÊNICO

- Aba protetora em velcro para reforço de fixação e proteção contra sujidades.

FIXAÇÃO

- Adesividade efetiva e delicada para a pele.



- Desenho interno anatômico com encaixe perfeito para as aletas do hub do cateter.

O GABILOCK
PROMOVE
PROTEÇÃO
E SEGURANÇA,
NA
ESTABILIZAÇÃO
DO CATETER
PICC,
LEVANDO
CONFORTO AO
PACIENTE
E EFICÁCIA NA
SUA UTILIZAÇÃO



PREVENÇÃO

- Confeccionado em material e adesivo hipoalergênicos.

INDICAÇÃO

O Gabilock é um adesivo de fixação para cateter PICC, que garante a estabilização do cateter após a punção. Promovendo segurança no posicionamento e durante sua utilização, reduzindo consideravelmente o risco de deslocamento e perda do cateter.

	AD-650 ADESIVO DE FIXAÇÃO PARA CATETER GABILOCK Registro ANVISA N° 80423540049		
Código	COMPRIMENTO (mm)	LARGURA (mm)	Uso
AD-650-N	43,18 +/- 1,0	15,24 +/- 1,0	Neonatal
AD650-PA	56,92 +/- 1,0	15,24 +/- 1,0	Pediátrico/ Adulto