

CATETER IMPLANTÁVEL GABIPOORT GMI

1500 - LINHA VASCULAR



PRECISÃO

- Septo trilobado que facilita a localização correta da punção.

VERSATILIDADE

- Diferentes combinações de tamanhos entre câmaras e tubos.
- Baixo perfil e cateter de alto fluxo.

CONFIABILIDADE


- Desenvolvido conforme a ISO 10555-6.

SEGURANÇA

- Excelente visualização em exames por imagem.

CONEXÃO DE SEGURANÇA

- Peça ergonômica.
- Travamento seguro e fácil que garante eficácia na utilização.



O GABI
PORT
FORNECE UMA
SOLUÇÃO
COMPLETA E
ADAPTÁVEL
PARA OS
DIFERENTES
PERFIS DE
PACIENTES, QUE
PRECISAM DE
ACESSO
VENOSO
PROLONGADO.

DIVERSIDADE

- Diferentes tamanhos para melhor adaptação e segurança nos pacientes.



INDICAÇÃO

Acesso vascular prolongado para a infusão de terapia intravenosa, quimioterápicos, antibioticoterapia, nutrição parenteral e hemoderivados. Se adequa a necessidade da terapia do paciente, pela diversidade de tamanhos.

COMPLETO

- Kit de passagem completo e prático.

ITENS INCLUSOS

- 01 Port de Titânio Implantável.
- 01 Cateter de Silicone.
- 01 Agulha Huber Reta.
- 01 Agulha Introdutora.
- Mandril Guia de Inox com Porta Tipo J e Capa Protetora.
- 01 Tunelizador.
- 01 Dilatador Peel Away.
- 01 Seringa de 10ml com *luer-lock*.

	1500 CATETER TOTALMENTE IMPLANTÁVEL GMI					
	Registro ANVISA N° 80423540030					
	CÂMARA			SEPTO		
Código	INDICAÇÃO	DIÂMETROx ALTURA (mm)	VOLUME DO PRIME (ml)	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	ESPESSURA (mm)	Cateter (fr x cm)
1500-10-04	Lac/Ped	19,0x8,4	0,18	9,0	4,1	4,0x60
1500-10-05	Lac/Ped	19,0x8,4	0,18	9,0	4,1	5,0x60
1500-20-05	Ped/Adulto	25,0x9,3	0,40	12,0	4,5	5,0x60
1500-20-07	Ped/Adulto	25,0x9,3	0,40	12,0	4,5	7,0x60
1500-20-09	Ped/Adulto	25,0x9,3	0,60	12,0	4,5	9,0x60
1500-30-07	Adulto	28,5x11,7	0,60	14,5	6,6	7,0x60
1500-30-09	Adulto	28,5x11,7	0,60	14,5	6,6	9,0x60