

PRECISIÓN

- Tabique trilobulado que facilita la correcta localización de la punción.

VERSATILIDAD

- Diferentes combinaciones de tamaños entre cámaras y tubos.
- Catéter de bajo perfil y alto flujo.



CONFIABILIDAD

- Desarrollado según la norma ISO 10555-6.

SEGURIDAD

- Excelente visualización en los exámenes de imagen.

CONEXIÓN DE SEGURIDAD

- Pieza ergonómica.
- Cierre seguro y fácil que garantiza la eficiencia de uso.



GABI
PORT
PROPORCIONA
UNA SOLUCIÓN
COMPLETA Y
ADAPTABLE
PARA
DIFERENTES
PERFILES
DE PACIENTES,
QUE NECESITAN
UN ACCESO
VENOSO
PROLONGADO.

DIVERSIDAD

- Diferentes tamaños para una mejor adaptación y seguridad del paciente.



COMPLETO

- Kit de pasaje completo y práctico.

ARTÍCULOS INCLUIDOS

- 01 Puerto Implantable de Titanio.
- 01 Catéter de silicona.
- 01 Aguja recta Huber.
- 01 Aguja Introdutora.
- Mandril Guía de acero inoxidable con Puerto Tipo J y Tapa Protectora.
- 01 Dispositivo de túnel.
- 01 Dilatador Peel Away.
- 01 jeringa de 10ml con luer-lock.

INDICACIÓN

Acceso vascular prolongado para la infusión de terapia intravenosa, quimioterapia, terapia antibiótica, nutrición parenteral y hemoderivados. Se adapta a las necesidades terapéuticas del paciente, debido a la diversidad de tamaños.

1500 CATETER TOTALMENTE IMPLANTÁVEL GMI						
Registro ANVISA N° 80423540030						
Código	INDICACIÓN	CÁMARA		SEPTO		Catéter (fr x cm)
		DIÁMETROx ALTURA (mm)	VOLUME DO PRIME (ml)	DIÁMETRO EXTERNO (mm)	ESPOR (mm)	
1500-10-04	Lac/Ped	19,0x8,4	0,18	9,0	4,1	4,0x60
1500-10-05	Lac/Ped	19,0x8,4	0,18	9,0	4,1	5,0x60
1500-20-05	Ped/Adulto	25,0x9,3	0,40	12,0	4,5	5,0x60
1500-20-07	Ped/Adulto	25,0x9,3	0,40	12,0	4,5	7,0x60
1500-20-09	Ped/Adulto	25,0x9,3	0,60	12,0	4,5	9,0x60
1500-30-07	Adulto	28,5x11,7	0,60	14,5	6,6	7,0x60
1500-30-09	Adulto	28,5x11,7	0,60	14,5	6,6	9,0x60