


CATETER UMBILICAL GMI

544 - LINHA VASCULAR



PRATICIDADE

- Marcado a cada centímetro do 4° ao 24° cm.



SEGURANÇA

- Ponta distal arredondada para evitar o traumatismo vascular.

PROTEÇÃO

- Conector *Luer-lock* e tampa no extremo distal.

O CATETER
UMBILICAL GMI
PERMITE UM
PROCEDIMENTO
RÁPIDO E
SEGURO,
GARANTINDO
UM ACESSO
VASCULAR
DE QUALIDADE.

DIVERSIDADE

- Opção de mono lúmen ou duplo lúmen.



CARACTERÍSTICAS

- Cateter umbilical mono ou duplo lúmen em poliuretano de alta hemocompatibilidade e ponta arredondada.
- Radiopaco.
- Marcação a cada centímetro do 4° ao 24°cm
- Conexão *luer-lock* e tampa no extremo distal.

INDICAÇÃO

O cateterismo umbilical trata-se de um procedimento invasivo e essencial na unidade de terapia intensiva neonatal, visando garantir um acesso vascular para infusão contínua.

Este procedimento emergencial deve contar com um dispositivo que permita segurança no procedimento, precisão na passagem e facilite a administração das diferentes terapias.

	544 CATETER UMBILICAL GMI Registro ANVISA N° 80423540023				
	MONO E DUPLO LÚMEN				
	FR	DIÂMETRO EXTERNO (mm)	DIÂMETRO INTERNO (mm)	LÚMEN	
Código					Comprimento (cm)
544-25	2,5	0,85	0,40	Mono	30,5
544-35	3,5	1,20	0,60	Mono	41,0
544-35-D	3,5	1,20	0,60	Duplo	38,0
544-40	4,0	1,35	0,75	Mono	41,0
544-50	5,0	1,70	0,80	Mono	41,0
544-50-D	5,0	1,70	0,80	Duplo	38,0
544-60	6,0	2,00	1,00	Mono	41,0