

SEGURIDAD

- El producto dispone de un sistema de seguridad conforme a la norma NR 32 e ISO 23908:2011 con una cobertura para la aguja, evitando así lesiones accidentales.



CONEXIÓN EN Y

- Permite el llenado intermitente sin abrir el sistema, debido a los filtros bilaterales que, en el momento de la punción, deben mantenerse abiertos. Sistema de válvulas que mantiene las conexiones, cerradas según la resolución RDC 45.



EXTENSOR ACOPLADO

- Promueve la practicidad y la seguridad en el uso.



VERSATILIDAD

- Disponible en varios tamaños diferenciados por los códigos de colores.



EL INTRASAFE
VALVE
CONSISTE EN UN
DISPOSITIVO
CON EXTENSOR
ACOPLADO
PARA LA
ADMINISTRACIÓ
N INTRAVENOSA
DE DURACIÓN
MEDIANA, CON
VÁLVULA Y
FILTRO PARA
MAYOR
SEGURIDAD.

PROTECCIÓN

- Después de la inserción, la aguja se retira y se cubre automáticamente en una cámara de seguridad, reduciendo los riesgos de contaminación y accidentes con objetos punzantes, según la NR 32.



INDICACIÓN

-Catéter utilizado para el acceso venoso periférico en la administración de fluidos y fármacos. Presentado en diferentes calibres.

-Posee filtros bilaterales que permiten el llenado intermitente sin apertura del sistema, siendo retirados para inicio de la infusión por las válvulas.

172 INTRASAFE VALVE - CATÉTER INTRAVENOSO SAFETY VÁLVULA GMI Registro ANVISA (Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria) No. 80423540064							
Código	CATÉTER DIMENSIONAL			TUBO DIMENSIONAL		Color Gauge	
	LONGITUD (mm)	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)	FLUJO (ml/hr)	DIMENSIONES EXTERIORES (mm)	LONGITUD (mm)		
172-8-16-32	32	1,7	125	2,6	95	●	16
172-8-18-32	32	1,2	86	2,6	95	●	18
172-8-20-32	32	1,0	56	2,6	95	●	20
172-8-22-25	25	0,8	31	2,0	95	●	22
172-8-24-19	19	0,7	24	2,0	95	●	24
172-8-26-19	19	0,6	15	2,0	60	●	26