

### CARACTERÍSTICAS

- Conector luer lock que se adapta a todos os dispositivos vasculares.
- Canal em policarbonato.
- Via exclusiva.



### SEGURANÇA

- Dispositivo de acordo com a NR-32.
- Livre de látex.
- Livre do uso de agulhas.

### INDICAÇÃO

Projetado para infusão de solução medicamentosa, hemoderivados, NPT, drogas vasoativas e quimioterápicos conforme ISO 8536-4/ NBR ISO 8536-4. Mantém o sistema fechado, proporcionando redução de infecção de corrente sanguínea, dispensa o uso de agulhas e risco de extravasamento, atendendo a NR 32 de proteção ao profissional de saúde.

	VASNT   VÁLVULA ATIVA SAFETY NEUTRA GMI Registro ANVISA N° 80423540017			
	COMP. (cm)	DIÂMETRO (mm)	PSI	
Código				Volume morto
VASNT	3	11 mm	350	0,04ml