



PRATICIDAD

- Múltiples infusiones en um solo acceso.

SEGURIDAD


- Llenado completo sin riesgo de desbordamiento de la solución y sin apertura del sistema.

EFICACIA

- Válvula activa neutra con canal exclusivo para el flujo de la solución IV sin contacto con los componentes externos.



EL SILLINK GMI
OFRECE
SEGURIDAD
PRATICIDAD Y
ECONOMÍA EN
LA PRÁCTICA DE
LA TERAPIA
INTRAVENOSA
DISMINUYENDO
EL ÍNDICE DE
INFECCIÓN DE
LA CORRIENTE
SANGUÍNEA.



CARACTERÍSTICAS

- Múltiples vías que facilitan el manejo.
- Disponible en tamaño neonatal, pediátrico y adulto.
- Válvula activa Safety Neutra puede venderse separadamente.
- Dispositivo de acuerdo a la norma NR-32.



SEGURIDAD

- Llenado completo sin riesgo de desbordamiento de la solución y sin apertura del sistema.

VÁLVULA ACTIVA SAFETY GMI

- Canal em Policarbonato.
- Libre de Látex.
- Conexión Needle Free.
- Vía Exclusiva.

INDICACIÓN

- Producto diseñado para la infusión de soluciones de medicamentos, hemo derivadas. NPP, medicamentos vasoactivos y quimioterápicos con seguridad, protegiendo al profesional con el sistema cerrado, y al paciente, aumentando la vida do acceso.

SEVS EXTENSOR VALVE SAFETY GMI				
Registro ANVISA N° 80423540019				
SEVS GMI	LONGITUD (cm)	VOLUNEN INTERNO (ml)	Uso	
Código				
SEVS10-2	10,2	0,6	Neonatal - 2 vías	
SEVS15	15,2	1	Pediátrico - 2 vías	
SEVS16-2	16,5	1,45	Adulto - 2 vías	
SEVS16-4	16,5	2,9	Adulto - 2 vías	

VASNT VÁLVULA ACTIVA SAFETY GMI				
Registro ANVISA N° 80423540017				
	TASA DEL FLUJO	FLUJO MÁX	PRESIÓN MÁX	Volume muerto
Código				
VASNT	140 ml/min	600ml/min	20 bar	0,05ml